

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón IMP3 (1F1)**Nº de Catálogo: AMM03500**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 64 kDa; Observed MW: 70 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	IGF2BP3 Cancer/testis antigen 98; CT98; DKFZp686F1078; hKOC; IF2B3_HUMAN; IGF II mRNA binding protein 3; IGF-II mRNA-binding protein 3; IGF2 mRNA binding protein 3; IGF2 mRNA-binding protein 3; IGF2BP3; IMP 3; IMP-3; Insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3; Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3; KH domain containing protein overexpressed in cancer; KH domain-containing protein overexpressed in cancer; KOC 1; KOC1; VICKZ 3; VICKZ family member 3; VICKZ3.
Nombres Alternativos	
ID del Gen	10643

ID SwissProt

O00425

Inmunógeno

Proteína recombinante del IMP3 humano


Antecedentes

Proteína de unión al ARN que regula la traducción y la estabilidad del ARNm. Se une al extremo 5'-UTR del ARNm del factor de crecimiento insulínico tipo 2 (IGF2). Se une a secuencias en el extremo 3'-UTR del ARNm de CD44.

Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de IMP3 en lisados MCF-7, SKVO3, NTERA-2, Jurkat, HeLa y K562 usando el anticuerpo IMP3.