

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón SMYD4 (7C8)**Nº de Catálogo: AMM03508**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 89 kDa; Observed MW: 89 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SMYD4
Nombres Alternativos	ZMYND21.
ID del Gen	114826
ID SwissProt	Q8IYR2
Inmunógeno	-


Antecedentes

Desempeña un papel fundamental en el desarrollo cardíaco.


Área de Investigación

Cáncer

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de SMYD4 en lisados HeLa, MCF-7 y A431 usando el anticuerpo SMYD4.



Análisis de transferencia Western de SMYD4 (7C8) en lisados HeLa, MCF-7 y MDA-MB-468 usando el anticuerpo SMYD4.