

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón SSB (4B10)**Nº de Catálogo: AMM03555**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 47 kDa; Observed MW: 50 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SSB
Nombres Alternativos	La; LARP3; La/SSB
ID del Gen	6741
ID SwissProt	P05455
Inmunógeno	-

Antecedentes


Se une a los extremos poli(U) 3' de las transcripciones nacientes de la ARN polimerasa III, protegiéndolas de la digestión por

exonucleasa y facilitando su plegamiento y maduración.

Área de Investigación

Inmunología

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western del antígeno La en lisados MCF-7, A549, Jurkat y HeLa utilizando el anticuerpo del antígeno La.