

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón KSHV ORF62**Nº de Catálogo: AMM80508**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC,ELISA
Reactividad	KSHV
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgM
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	PBS que contiene 0,03% de azida sódica.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	KSHV ORF62
Nombres Alternativos	ORF62
ID del Gen	4961461.0
ID SwissProt	-
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado del ORF62 del KSHV humano expresado en E. Coli.


Antecedentes

El herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV) pertenece a la subfamilia del herpesvirus gamma-(2) y ha sido estrechamente vinculado al Kaposi.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis inmunocitoquímico de células BCBL-1 inducidas por TPA (A) y células BCBL-1 no inducidas (B) utilizando mAb de ratón KSHV ORF62 con tinción AEC.