

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PAR1****Nº de Catálogo: AMM80681**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	ELISA,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	PBS que contiene 0,03% de azida sódica.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
<b>Peso Molecular</b>	-

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	PAR1
<b>Nombres Alternativos</b>	PAR1; D15S227E
<b>ID del Gen</b>	145624.0
<b>ID SwissProt</b>	-
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de PAR1 expresado en E. Coli.


**Antecedentes**

PAR1: Prader-Willi/Angelman región-1.


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis citométrico de flujo de células hela utilizando mAb de ratón PAR1 (verde) y control negativo (rojo).



Análisis citométrico de flujo de células k562 utilizando mAb de ratón PAR1 (verde) y control negativo (rojo).