

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ALCAM**Nº de Catálogo: AMM81163**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC,ELISA
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	65.1kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ALCAM
Nombres Alternativos	MEMD; CD166; FLJ38514; MGC71733
ID del Gen	214.0
ID SwissProt	Q13740
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de ALCAM humano (AA: 405-524) expresado en E. Coli.

Antecedentes


Este gen codifica la molécula de adhesión celular leucocitaria activada (ALCAM), también conocida como CD166 (grupo de

diferenciación 166), que pertenece a una subfamilia de receptores de inmunoglobulina con cinco dominios similares a inmunoglobulinas (VVC2C2C2) en el dominio extracelular. Esta proteína se une al antígeno de diferenciación de linfocitos T CD6 y participa en los procesos de adhesión y migración celular. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción con empalme alternativo que codifican diferentes isoformas.


Área de Investigación

-


Datos de Imagen



Línea negra: Antígeno de control (100 ng); Línea morada: Antígeno (10 ng); Línea azul: Antígeno (50 ng); Línea roja: Antígeno (100 ng);



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón AICAM contra lisado de células L1210 (1) y lisado de tejido de bazo de ratón (2).



Análisis inmunohistoquímico de tejidos musculares estriados humanos incluidos en parafina utilizando mAb de ratón AICAM con tinción DAB.