

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón SAG2****Nº de Catálogo: AMM81801**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	WB,ELISA,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
<b>Peso Molecular</b>	13.4kDa

**Información del Antígeno**


<b>Nombre del Gen</b>	SAG2
<b>Nombres Alternativos</b>	Toxoplasma gondii surface antigen 2B
<b>ID del Gen</b>	KC607825.1
<b>ID SwissProt</b>	-
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado del antígeno de superficie 2B SAG2 de Toxoplasma gondii (AA: 1-130) expresado en E. Coli.

**Antecedentes**


-

## Área de Investigación


### Datos de Imagen



Línea negra: Antígeno de control (100 ng); Línea morada: Antígeno (10 ng); Línea azul: Antígeno (50 ng); Línea roja: Antígeno (100 ng)



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón SAG2 contra lisado de células SW480 (1), A431 (2) y K562 (3).



Análisis citométrico de flujo de células Hela utilizando mAb de ratón SAG2 (verde) y control negativo (rojo).