

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CHRNB2****Nº de Catálogo: AMM81907**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	ELISA,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG2a
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
<b>Peso Molecular</b>	57kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CHRNB2
<b>Nombres Alternativos</b>	EFNL3; nAChRB2
<b>ID del Gen</b>	1141.0
<b>ID SwissProt</b>	P17787
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de CHRNB2 humano (AA: extra 26-233) expresado en E. Coli.

**Antecedentes**


Los receptores neuronales de acetilcolina son complejos homopentaméricos o heteropentaméricos compuestos por

subunidades alfa y beta homólogas. Pertenecen a una superfamilia de canales iónicos regulados por ligando que permiten el flujo de sodio y potasio a través de la membrana plasmática en respuesta a ligandos como la acetilcolina y la nicotina. Este gen codifica una de varias subunidades beta. Las mutaciones en este gen se asocian con la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante.


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Línea negra: Antígeno de control (100 ng); Línea morada: Antígeno (10 ng); Línea azul: Antígeno (50 ng); Línea roja: Antígeno (100 ng)



Análisis citométrico de flujo de células SH-SY5Y utilizando mAb de ratón CHRN2 (verde) y control negativo (rojo).