

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CD7****Nº de Catálogo: AMM82426**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	ELISA,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
<b>Peso Molecular</b>	25.4kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CD7
<b>Nombres Alternativos</b>	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
<b>ID del Gen</b>	924.0
<b>ID SwissProt</b>	P09564
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de CD7 humano (AA: extra 26-180) expresado en E. Coli.

**Antecedentes**


Este gen codifica una proteína transmembrana perteneciente a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esta proteína se

encuentra en los timocitos y en los linfocitos T maduros. Desempeña un papel esencial en las interacciones entre linfocitos T y linfocitos B durante el desarrollo linfoide temprano.


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Línea negra: Antígeno de control (100 ng); Línea morada: Antígeno (10 ng); Línea azul: Antígeno (50 ng); Línea roja: Antígeno (100 ng)



Análisis citométrico de flujo de células THP-1 utilizando mAb de ratón CD7 (verde) y control negativo (rojo).