

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PTGES2****Nº de Catálogo: AMM83139**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Descripción</b>    | Anticuerpo monoclonal de ratón  |
| <b>Huésped</b>        | Ratón   |
| <b>Aplicación</b>     | WB,IP   |
| <b>Reactividad</b>    | Humano  |
| <b>Conjugación</b>    | No conjugado  |
| <b>Modificación</b>   | Sin modificar   |
| <b>Isotipo</b>        | Mouse IgG1  |
| <b>Clonalidad</b>     | Monoclonal  |
| <b>Formato</b>        | Líquido   |
| <b>Concentración</b>  | 1 mg/ml   |
| <b>Almacenamiento</b> | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| <b>Envío</b>          | Bolsas de hielo   |
| <b>Tampon</b>         | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %   |
| <b>Purificación</b>   | Purificación por afinidad   |

**Aplicación**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Relación de Dilución</b> | WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200 |
| <b>Peso Molecular</b>       | 41.9kDa                        |

**Información del Antígeno**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nombre del Gen</b>       | PTGES2   |
| <b>Nombres Alternativos</b> | PTGES2   |
| <b>ID del Gen</b>           | -  |
| <b>ID SwissProt</b>         | Q9H7Z7   |
| <b>Inmunógeno</b>           | Fragmento recombinante purificado de PTGES2 humano |


**Antecedentes**

-


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón PTGES2 contra lisado de HeLa



Carril 1: lisado de HeLa; Carril 2: PTGES2 inmunoprecipitado del lisado de HeLa por AMM83139; Carril 3: igual que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83139 puede inmunoprecipitar PTGES2;