

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón MAP4K5****Nº de Catálogo: AMM83143**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Descripción</b>    | Anticuerpo monoclonal de ratón  |
| <b>Huésped</b>        | Ratón   |
| <b>Aplicación</b>     | IHC   |
| <b>Reactividad</b>    | Humano  |
| <b>Conjugación</b>    | No conjugado  |
| <b>Modificación</b>   | Sin modificar   |
| <b>Isotipo</b>        | Mouse IgG1  |
| <b>Clonalidad</b>     | Monoclonal  |
| <b>Formato</b>        | Líquido   |
| <b>Concentración</b>  | 1 mg/ml   |
| <b>Almacenamiento</b> | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| <b>Envío</b>          | Bolsas de hielo   |
| <b>Tampon</b>         | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %   |
| <b>Purificación</b>   | Purificación por afinidad   |

**Aplicación**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Relación de Dilución</b> | IHC 1:100-1:200 |
| <b>Peso Molecular</b>       | -               |

**Información del Antígeno**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nombre del Gen</b>       | MAP4K5   |
| <b>Nombres Alternativos</b> | MAP4K5   |
| <b>ID del Gen</b>           | -  |
| <b>ID SwissProt</b>         | Q9Y4K4   |
| <b>Inmunógeno</b>           | Fragmento recombinante purificado de MAP4K5 humano |


**Antecedentes**

-

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido testicular mediante anticuerpo MAP4K5 (anticuerpo monoclonal de ratón MAP4K5)