
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ANXA10**Nº de Catálogo: AMM83144**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	38kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ANXA10
Nombres Alternativos	ANXA10
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9UJ72
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de ANXA10 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón ANXA10 contra lisado A-431



Análisis IHC-P de tejido estomacal mediante el anticuerpo ANXA10 (AMM83144)