

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PAK4****Nº de Catálogo: AMM83155**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
<b>Peso Molecular</b>	64.1kDa

**Información del Antígeno**


<b>Nombre del Gen</b>	PAK4
<b>Nombres Alternativos</b>	PAK4
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	O96013
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de PAK4 humano

**Antecedentes**


-

## Área de Investigación


### Datos de Imagen



Carril 1: 15 µg de lisado HEK-293; Carril 2: 15 µg de lisado Jurkat; Carril 3: 15 µg de lisado HeLa; Carril 4: 15 µg de lisado MCF7; Carril 5: 15 µg de lisado FGC del clon LNCaP; Resultado: El anticuerpo monoclonal de ratón PAK4 puede detectar PAK4 mediante transferencia Western;



Carril 1: lisado de HEK-293; Carril 2: PAK4 inmunoprecipitado del lisado de HEK-293 por AMM83155; Carril 3: Lo mismo que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83155 puede inmunoprecipitar PAK4;



Análisis IHC-P de tejido prostático mediante el anticuerpo PAK4 (AMM83155)