
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CCL15**Nº de Catálogo: AMM83184**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	12.2kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	CCL15
Nombres Alternativos	CCL15
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q16663
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de CCL15 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido de colon mediante el anticuerpo CCL15 (anticuerpo monoclonal de ratón CCL15)