

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PTGES2**Nº de Catálogo: AMM83185**

Solo para uso en investigación.

Resumen

| | |
|-----------------------|---|
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de ratón |
| Huésped | Ratón |
| Aplicación | IHC,IP |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| Isotipo | Mouse IgG2a |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Formato | Líquido |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Almacenamiento | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo |
| Tampon | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 % |
| Purificación | Purificación por afinidad |

Aplicación

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Relación de Dilución | IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200 |
| Peso Molecular | - |

Información del Antígeno

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del Gen | PTGES2 |
| Nombres Alternativos | PTGES2 |
| ID del Gen | - |
| ID SwissProt | Q9H7Z7 |
| Inmunógeno | Fragmento recombinante purificado de PTGES2 humano |


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: lisado de HeLa; Carril 2: PTGES2 inmunoprecipitado del lisado de HeLa mediante el anticuerpo monoclonal de ratón PTGES2; Carril 3: el mismo Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: el anticuerpo monoclonal de ratón PTGES2 puede inmunoprecipitar PTGES2;



Análisis IHC-P del tejido muscular cardíaco mediante el anticuerpo PTGES2 (AMM83185)