

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón FABP9**Nº de Catálogo: AMM83187**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	FABP9
Nombres Alternativos	FABP9
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q0Z7S8
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de FABP9 humana


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P del tejido del cuero cabelludo mediante el anticuerpo FABP9 (anticuerpo monoclonal de ratón FABP9)