
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón DLL1**Nº de Catálogo: AMM83190**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	78.1kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	DLL1
Nombres Alternativos	DLL1
ID del Gen	-
ID SwissProt	O00548
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de DLL1 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón DLL1 contra lisado A549 y lisado de corazón de rata



Análisis IHC-P del tejido placentario mediante el anticuerpo DLL1 (AMM83190)