

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PADI4**Nº de Catálogo: AMM83200**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	PADI4
Nombres Alternativos	PADI4
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9UM07
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de PADI4 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P del tejido del bazo mediante el anticuerpo PADI4 (anticuerpo monoclonal de ratón PADI4)