

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CMPK2**Nº de Catálogo: AMM83211**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	49.4kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	CMPK2
Nombres Alternativos	CMPK2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q5EBM0
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de CMPK2 humana


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón CMPK2 contra lisado de Jurkat



Análisis IHC-P del tejido de la glándula suprarrenal mediante el anticuerpo CMPK2 (AMM83211)