

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón FAM3D**Nº de Catálogo: AMM83219**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
Peso Molecular	22kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	FAM3D
Nombres Alternativos	FAM3D
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q96BQ1
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de FAM3D humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón FAM3D contra lisado de tejido de colon



Carril 1: Lisado de tejido de colon; Carril 2: FAM3D inmunoprecipitado del lisado de tejido de colon por AMM83219; Carril 3: Lo mismo que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83219 puede inmunoprecipitar FAM3D;