

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón GSTT2B**Nº de Catálogo: AMM83225**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	27.5kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	GSTT2B
Nombres Alternativos	GSTT2B
ID del Gen	-
ID SwissProt	P0CG30
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de GSTT2B humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón GSTT2B contra lisado de tejido hepático de rata