

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón Pou3f1**Nº de Catálogo: AMM83226**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Ratón, rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	55kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Pou3f1
Nombres Alternativos	Pou3f1
ID del Gen	-
ID SwissProt	P21952
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de Pou3f1 de ratón


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón POU3F1 contra lisado de tejido cerebral de rata



Análisis IHC-P de tejido cerebral de ratón mediante anticuerpo anti-Pou3f1 (AMM83226)