
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón Mitf (fosfo S157)**Nº de Catálogo: AMM83238**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:50-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Mitf (phospho S157)
Nombres Alternativos	Mitf (phospho S157)
ID del Gen	-
ID SwissProt	O88368
Inmunógeno	Péptido Mitf


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido de melanoma cutáneo mediante anticuerpo Mitf (anticuerpo monoclonal de ratón Mitf (fosfo S157))