

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón IL17A**Nº de Catálogo: AMM83260**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	18kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	IL17A
Nombres Alternativos	IL17A
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q16552
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de IL17A humana


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Resultado: El anticuerpo monoclonal de ratón IL17A puede detectar IL17A mediante transferencia Western.