

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón MMAB**Nº de Catálogo: AMM83278**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	27.4kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MMAB
Nombres Alternativos	MMAB
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q96EY8
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de MMAB humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón MMAB contra lisado A549



Análisis IHC-P de tejido hepático mediante anticuerpo MMAB (AMM83278)