
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CALCOCO2**Nº de Catálogo: AMM83292**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	52.3kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	CALCOCO2
Nombres Alternativos	CALCOCO2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q13137
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de CALCOCO2 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón CALCOCO2 contra lisado de Jurkat