

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón CAMK2D**Nº de Catálogo: AMM83293**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	56kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	CAMK2D
Nombres Alternativos	CAMK2D
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q13557
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de CAMK2D humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón CAMK2D contra lisado U-251MG



Análisis IHC-P de tejido cardíaco mediante el anticuerpo CAMK2D (AMM83293)