

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón NPTX1****Nº de Catálogo: AMM83295**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	WB,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
<b>Peso Molecular</b>	47.1kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	NPTX1
<b>Nombres Alternativos</b>	NPTX1
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q15818
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de NPTX1 humano


**Antecedentes**

-


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón NPTX1 contra cerebro de rata



Carril 1: lisado de tejido cerebral de rata; Carril 2: NPTX1 inmunoprecipitado del lisado de tejido cerebral de rata por AMM83295; Carril 3: lo mismo que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83295 puede inmunoprecipitar NPTX1;