

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón TSC1**Nº de Catálogo: AMM83314**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
Peso Molecular	130kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TSC1
Nombres Alternativos	TSC1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q92574
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de TSC1 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón TSC1 contra lisado HEK-293



Carril 1: lisado de HEK-293; Carril 2: TSC1 inmunoprecipitado del lisado de HEK-293 por AMM83314; Carril 3: Lo mismo que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83314 puede inmunoprecipitar TSC1;