

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón NAGK****Nº de Catálogo: AMM83325**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG2a
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
<b>Peso Molecular</b>	37.4kDa

**Información del Antígeno**


<b>Nombre del Gen</b>	NAGK
<b>Nombres Alternativos</b>	NAGK
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q9UJ70
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de NAGK humana.

**Antecedentes**


-

## Área de Investigación


### Datos de Imagen



Carril 1: 15 µg de lisado de HeLa; Carril 2: 15 µg de lisado de Jurkat; Carril 3: 15 µg de lisado de HEK-293; Carril 4: 15 µg de lisado de A-431; Resultado: El anticuerpo monoclonal de ratón NAGK puede detectar NAGK mediante transferencia Western.



Carril 1: lisado de HeLa; Carril 2: NAGK inmunoprecipitado del lisado de HeLa por AMM83325; Carril 3: igual que el Carril 2 pero utiliza anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83325 puede inmunoprecipitar NAGK;



Análisis IHC-P del tejido amigdalino mediante el anticuerpo NAGK (AMM83325)