

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón TRIM72**Nº de Catálogo: AMM83351**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:500-1:1000
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TRIM72
Nombres Alternativos	TRIM72
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q6ZMU5
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de TRIM72 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido muscular esquelético mediante el anticuerpo TRIM72 (anticuerpo monoclonal de ratón TRIM72)