
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón TSLP**Nº de Catálogo: AMM83374**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	18.1kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TSLP
Nombres Alternativos	TSLP
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q969D9
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de TSLP humana


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Resultado: El anticuerpo monoclonal de ratón TSLP puede detectar TSLP mediante transferencia Western.