
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón TRIML2**Nº de Catálogo: AMM83387**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
Peso Molecular	44kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TRIML2
Nombres Alternativos	TRIML2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q8N7C3
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de TRIML2 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western con mAb de ratón TRIML2 contra lisado A549



Carril 1: lisado A549