

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón C1QTNF1**Nº de Catálogo: AMM83413**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	31.7kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	C1QTNF1
Nombres Alternativos	C1QTNF1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9BXJ1
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de C1QTNF1 humano

Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón C1QTNF1 contra lisado de tejido renal de rata