

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón Rapgef4**Nº de Catálogo: AMM83430**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:25-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Rapgef4
Nombres Alternativos	Rapgef4
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9EQZ6
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de Rapgef4 de ratón


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido hepático de ratón mediante el anticuerpo Rapgef4 (anticuerpo monoclonal de ratón Rapgef4)