
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón MACROH2A2**Nº de Catálogo: AMM83434**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:20-1:100
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MACROH2A2
Nombres Alternativos	MACROH2A2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9P0M6
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de MACROH2A2 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido de cáncer de tiroides mediante el anticuerpo MACROH2A2 (anticuerpo monoclonal de ratón MACROH2A2)