

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón TRIM40****Nº de Catálogo: AMM83451**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	IHC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	IHC 1:25-1:200
<b>Peso Molecular</b>	-

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	TRIM40
<b>Nombres Alternativos</b>	TRIM40
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q6P9F5
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de TRIM40 humano


**Antecedentes**

-

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido del intestino delgado mediante el anticuerpo TRIM40 (anticuerpo monoclonal de ratón TRIM40)