

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PSMA1**Nº de Catálogo: AMM83454**

Solo para uso en investigación.

Resumen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de ratón |
| Huésped | Ratón |
| Aplicación | IHC |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| Isotipo | Mouse IgG1 |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Formato | Líquido |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Almacenamiento | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo |
| Tampon | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 % |
| Purificación | Purificación por afinidad |

Aplicación

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Relación de Dilución | IHC 1:20-1:100 |
| Peso Molecular | - |

Información del Antígeno

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del Gen | PSMA1 |
| Nombres Alternativos | PSMA1 |
| ID del Gen | - |
| ID SwissProt | P25786 |
| Inmunógeno | Fragmento recombinante purificado de PSMA1 humano |


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido de colon mediante anticuerpo PSMA1 (anticuerpo monoclonal de ratón PSMA1)