

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón DTX2**Nº de Catálogo: AMM83476**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IP 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	DTX2
Nombres Alternativos	DTX2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q86UW9
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de DTX2 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: lisado de Jurkat; Carril 2: DTX2 inmunoprecipitado del lisado de Jurkat mediante el anticuerpo monoclonal de ratón DTX2; Carril 3: igual que el Carril 2, pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: el anticuerpo monoclonal de ratón DTX2 puede inmunoprecipitar DTX2;