

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PIK3AP1**Nº de Catálogo: AMM83518**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	PIK3AP1
Nombres Alternativos	PIK3AP1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q6ZUJ8
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de PIK3AP1 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P del tejido amigdalino mediante el anticuerpo PIK3AP1 (anticuerpo monoclonal de ratón PIK3AP1)