

**Nombre del Producto:** Anticuerpo monoclonal de ratón GSTT2B**Nº de Catálogo:** AMM83520

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG1
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	IP 1:100-1:200
<b>Peso Molecular</b>	-

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	GSTT2B
<b>Nombres Alternativos</b>	GSTT2B
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P0CG30
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de GSTT2B humano


**Antecedentes**

-

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Carril 1: lisado de tejido de hígado de rata; Carril 2: GSTT2B inmunoprecipitado del lisado de tejido de hígado de rata mediante el anticuerpo monoclonal de ratón GSTT2B; Carril 3: igual que el Carril 2, pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: el anticuerpo monoclonal de ratón GSTT2B puede inmunoprecipitar GSTT2B;