
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón UPB1**Nº de Catálogo: AMM83529**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IP
Reactividad	Humano, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IP 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	UPB1
Nombres Alternativos	UPB1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9UBR1
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de UPB1 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: lisado de tejido de hígado de rata; Carril 2: UPB1 inmunoprecipitado del lisado de tejido de hígado de rata mediante el anticuerpo monoclonal de ratón UPB1; Carril 3: igual que el Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: el anticuerpo monoclonal de ratón UPB1 puede inmunoprecipitar UPB1;