
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón VPS53**Nº de Catálogo: AMM83545**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:200-1:400
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	VPS53
Nombres Alternativos	VPS53
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q5VIR6
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de VPS53 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P del tejido de las glándulas salivales mediante el anticuerpo VPS53 (anticuerpo monoclonal de ratón VPS53)