

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón POSTN**Nº de Catálogo: AMM83551**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:500-1:1000
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	POSTN
Nombres Alternativos	POSTN
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q15063
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de POSTN humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido mamario mediante anticuerpo POSTN (anticuerpo monoclonal de ratón POSTN)