

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón PRKAR1A****Nº de Catálogo: AMM83564**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Descripción</b>    | Anticuerpo monoclonal de ratón  |
| <b>Huésped</b>        | Ratón   |
| <b>Aplicación</b>     | IHC   |
| <b>Reactividad</b>    | Humano  |
| <b>Conjugación</b>    | No conjugado  |
| <b>Modificación</b>   | Sin modificar   |
| <b>Isotipo</b>        | Mouse IgG1  |
| <b>Clonalidad</b>     | Monoclonal  |
| <b>Formato</b>        | Líquido   |
| <b>Concentración</b>  | 1 mg/ml   |
| <b>Almacenamiento</b> | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| <b>Envío</b>          | Bolsas de hielo   |
| <b>Tampon</b>         | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %   |
| <b>Purificación</b>   | Purificación por afinidad   |

**Aplicación**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Relación de Dilución</b> | IHC 1:25-1:200 |
| <b>Peso Molecular</b>       | -              |

**Información del Antígeno**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nombre del Gen</b>       | PRKAR1A   |
| <b>Nombres Alternativos</b> | PRKAR1A   |
| <b>ID del Gen</b>           | -   |
| <b>ID SwissProt</b>         | P10644  |
| <b>Inmunógeno</b>           | Fragmento recombinante purificado de PRKAR1A humano |


**Antecedentes**

-

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido testicular mediante el anticuerpo PRKAR1A (anticuerpo monoclonal de ratón PRKAR1A)