

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón SKIC2**Nº de Catálogo: AMM83601**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	137.8kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SKIC2
Nombres Alternativos	SKIC2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q15477
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de SKIC2 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón SKIC2 contra lisado de HeLa y lisado de HEK-293