
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón SLC4A1**Nº de Catálogo: AMM83609**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SLC4A1
Nombres Alternativos	SLC4A1
ID del Gen	-
ID SwissProt	P02730
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de SLC4A1 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: Lisado de tejido renal; Carril 2: SLC4A1 inmunoprecipitado del lisado de tejido renal mediante el anticuerpo monoclonal de ratón SLC4A1; Carril 3: El mismo Carril 2 pero utiliza el anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: el anticuerpo monoclonal de ratón SLC4A1 puede inmunoprecipitar SLC4A1;



Análisis IHC-P de tejido renal mediante el anticuerpo SLC4A1 (AMM83609)