

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ASRGL1**Nº de Catálogo: AMM83616**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:500-1:1000
Peso Molecular	32.1kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ASRGL1
Nombres Alternativos	ASRGL1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q7L266
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de ASRGL1 humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón ASRGL1 contra lisado de Hep G2



Análisis IHC-P del tejido endometrial mediante el anticuerpo ASRGL1 (AMM83616)