

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón JCHAIN**Nº de Catálogo: AMM83624**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:200-1:1000,IHC 1:200-1:500
Peso Molecular	18.1kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	JCHAIN
Nombres Alternativos	JCHAIN
ID del Gen	-
ID SwissProt	P01591
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de JCHAIN humano


Antecedentes

-


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb de ratón JCHAIN humano contra lisado de plasma humano



Análisis IHC-P del tejido amigdalino mediante el anticuerpo JCHAIN (P154999)