

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón HIP1****Nº de Catálogo: AMM83626**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de ratón
<b>Huésped</b>	Ratón
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Mouse IgG2a
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
<b>Peso Molecular</b>	116.2kDa

**Información del Antígeno**


<b>Nombre del Gen</b>	HIP1
<b>Nombres Alternativos</b>	HIP1
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	O00291
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de HIP1 humana

**Antecedentes**


-

## Área de Investigación


### Datos de Imagen



Carril 1: 15 µg de lisado A549; Carril 2: 15 µg de lisado HCT116; Carril 3: 15 µg de lisado HEK-293; Carril 4: 15 µg de lisado HeLa; Resultado: El anticuerpo monoclonal de ratón HIP1 puede detectar HIP1 mediante transferencia Western.



Carril 1: lisado A549; Carril 2: HIP1 inmunoprecipitado del lisado A549 por AMM83626; Carril 3: igual que el Carril 2 pero utiliza anticuerpo de control de isotipo IgG; Resultado: AMM83626 puede inmunoprecipitar HIP1;



Análisis IHC-P de tejido renal mediante el anticuerpo HIP1 (AMM83626)